



EN

- A. FERTI·LILY CONCEPTION GEL
- B. HOW TO USE THE FERTI·LILY CONCEPTION GEL
- C. PRECAUTIONARY WARNINGS
- D. INGREDIENTS

A. FERTI·LILY CONCEPTION GEL

The FERTI·LILY Conception Gel is a personal lubricant that can be used while trying to conceive. The Conception Gel is clinically proven to be friendly to sperm. The FERTI·LILY Conception Gel is isotonic, has a pH friendly to sperm survival and mimics the properties of the fertile fluids. The FERTI·LILY Conception Gel can be used in combination with the FERTI·LILY Conception Cup to increase your chances of conception.

B. HOW TO USE THE FERTI·LILY CONCEPTION GEL

Step 1
Remove the seal from the tube before first use.

Step 2
Apply the lubricant to the outside of the vagina or to the shaft of the penis prior to intercourse.

Squeeze a small amount of product onto your fingers and/or the palm of your hand and apply to genital area. Vary amount to achieve desired lubrication.

Step 3
After each use, firmly close the tube. Do not leave the tube open between uses.

C. PRECAUTIONARY WARNINGS

If you have sensitive skin, try applying a little gel on the inside of your elbow to test if you are sensitive to its ingredients. The FERTI·LILY

Conception Gel can be used for 3 months after opening. Do not use the FERTI·LILY Conception Gel if you have a yeast or bacterial infection or if you have recently had irritations or wounds on the vaginal area. Resume use once the infection has completely cleared. If you experience any adverse effects, discontinue use and consult your physician. Keep out of the reach of children.

D. INGREDIENTS (INCI)

Aqua, Phenethyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Fructose, Sodium Bicarbonate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, Citric Acid.

Date of latest Revision: July 2021

NL

- A. FERTI·LILY CONCEPTIE GEL
- B. HET GEBRUIK VAN DE FERTI·LILY CONCEPTIE GEL
- C. VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN
- D. INGREDIËNTEN

A. FERTI·LILY CONCEPTIE GEL

De FERTI·LILY Conceptie Gel is een glijmiddel voor persoonlijk gebruik dat kan worden gebruikt wanneer je probeert zwanger te worden. Van deze conceptie gel is klinisch bewezen dat deze vriendelijk is voor sperma. De FERTI·LILY Conceptie Gel is isotoon, heeft een pH-waarde waarin zaadcellen langer kunnen overleven en boost de eigenschappen van de vruchtbare vloeistoffen na. De FERTI·LILY Conceptie Gel kan worden gebruikt in combinatie met de FERTI·LILY Conceptie Cup om je kans op zwangerschap verder te vergroten.

B. HET GEBRUIK VAN FERTI·LILY CONCEPTIE GEL

Step 1
Verwijder de sluiting van de tube vóór het eerste gebruik.

Step 2
Breng het glijmiddel voordat je gemeenschap hebt aan op de buitenkant van de vagina of op de penis.

Knijp in de tube en laat een kleine hoeveelheid product op de vingers of in de palm van de hand lopen; breng dit aan op de genitaliën. Varieer de hoeveelheid om de gewenste lubricatie te verkrijgen.

Step 3

Na elk gebruik moet de tube goed worden gesloten. Laat de tube tussen gebruiksmomenten niet open.

C. VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN

Voor het eerste gebruik: als je een gevoelige huid hebt, breng dan eerst een beetje gel aan op de binnenkant van een elleboog om te controleren of je niet overgevoelig bent voor een van de ingrediënten. Controleer de houdbaarheidsdatum voordat je het product gebruikt. De FERTI·LILY Conceptie Gel is na opening 6 maanden houdbaar. De FERTI·LILY Conceptie Gel is geen anticonceptiemiddel en zal je evenmin beschermen tegen seksueel overdraagbare infecties. Gebruik de FERTI·LILY Conceptie Gel niet als je last hebt van een bacteriële infectie of als je recentelijk last hebt gehad van irritatie of wondjes in het vaginale gebied. Hervat het gebruik nadat de infectie volledig is genezen. Als je bijwerkingen ervaart, staak dan het gebruik en raadpleeg een arts. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

D. INGREDIËNTEN (INCI)

Aqua, Phenethyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Fructose, Sodium Bicarbonate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, Citric Acid.

Datum laatste wijziging: juli 2021

FR

- A. GEL DE CONCEPTION FERTI·LILY
- B. MODE D'EMPLOI DU GEL DE CONCEPTION FERTI·LILY
- C. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
- D. INGREDIENTS

A. GEL DE CONCEPTION FERTI·LILY

Le gel de conception FERTI·LILY est un lubrifiant intime qui peut être utilisé lorsque vous essayez de concevoir un enfant. Il est cliniquement prouvé que le gel de conception favorise la mobilité des spermatozoïdes. Le gel de conception FERTI·LILY est isotonique et compatible avec l'environnement vaginal. Son pH est propice à la survie des spermatozoïdes. Le gel de conception FERTI·LILY peut être utilisé en association avec la coupe de conception FERTI·LILY pour accroître vos chances de concevoir un enfant.

B. MODE D'EMPLOI DU GEL DE CONCEPTION FERTI·LILY

Étape 1
Retirez l'opercule du tube avant la première utilisation.

Étape 2
Appliquez le lubrifiant à l'extérieur du vagin ou sur le pénis avant les rapports sexuels.

Déposez une petite quantité de produit sur vos doigts et/ou la paume de votre main et appliquez-la sur les parties génitales. Dosez la quantité pour atteindre la lubrification souhaitée.

Étape 3
Après chaque utilisation, fermez bien le tube. Ne laissez pas le tube ouvert entre chaque utilisation.

C. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Si vous avez la peau sensible, appliquez d'abord une petite quantité de gel à l'intérieur de votre coude pour tester votre sensibilité aux ingrédients. Le gel de conception FERTI·LILY peut être utilisé jusqu'à trois mois après son ouverture. N'appliquez pas le gel de conception FERTI·LILY si vous souffrez d'une mycose ou d'une infection bactérienne ou si vous avez eu récemment des irritations ou plaies dans la zone vaginale. Vous pouvez en remettre une fois que l'infection a complètement disparu. Si vous souffrez d'effets secondaires, n'appliquez plus le gel et consultez votre médecin. Garder hors de la portée des enfants.

D. INGREDIENTS (INCI)

Eau, alcool phényléthylique, hyaluronate de sodium, gomme xanthique, fructose, bicarbonate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate disodique, phosphate de potassium, acide citrique.

Date de la dernière révision: juillet 2021

IT

- A. IL GEL PER IL CONCEPIMENTO FERTI·LILY
- B. COME USARE IL GEL PER IL CONCEPIMENTO FERTI·LILY
- C. AVVERTENZE PRECAUZIONALI
- D. INGREDIENTI

A. IL GEL PER IL CONCEPIMENTO FERTI·LILY

Il Gel per il Concepimento FERTI·LILY è un lubrificante vaginale che può essere utilizzato quando si cerca una gravidanza. È clinicamente dimostrato che il Gel per il Concepimento favorisce la motilità degli spermatozoi. Il Gel FERTI·LILY è isotonic, ha un pH favorevole alla sopravvivenza degli spermatozoi e imita le proprietà dei fluidi fertili. Il Gel per il Concepimento FERTI·LILY può essere utilizzato in combinazione con la Coppetta per il Concepimento FERTI·LILY per aumentare le tue possibilità di concepimento.

B. COME USARE IL GEL PER IL CONCEPIMENTO FERTI·LILY

Step 1

Rimuovere il sigillo dal tubo prima del primo utilizzo.

Step 2

Applicare il lubrificante all'esterno della vagina o sul pene eretto prima del rapporto.

Spremere una piccola quantità di prodotto sulle dita e/o sul palmo della mano e applicare sulla zona genitale. Variare la quantità per ottenere la lubrificazione desiderata.

Step 3

Dopo ogni utilizzo, chiudere saldamente il tubo. Non lasciare il tubo aperto tra un utilizzo e l'altro.

C. AVVERTENZE PRECAUZIONALI

Se hai una pelle delicata, prova ad applicare un po' di gel all'interno del gomito per verificare se sei sensibile ai suoi ingredienti. Il Gel per il Concepimento FERTI·LILY può essere utilizzato per 3 mesi dopo l'apertura. Non usare il Gel FERTI·LILY se hai la candida o un'infezione batterica o se hai avuto di recente irritazioni o ferite nella zona vaginale. Riprendi l'uso una volta che l'infezione è completamente scomparsa. Se si verificano reazioni avverse, interrompi l'uso e consulta il tuo medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

D. INGREDIENTI (INCI)

Aqua, Phenethyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Fructose, Sodium Bicarbonate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, Citric Acid.

Ultima revisione: Luglio 2021

DE

- A. DAS FERTI·LILY KINDERWUNSCH GLEITMITTEL
- B. WIE WIRD DAS FERTI·LILY GLEITMITTEL VERWENDET
- C. WARNHINWEISE
- D. INHALTSSTOFFE

A. DAS FERTI·LILY KINDERWUNSCH GLEITMITTEL

Das FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel ist ein Gel, das speziell bei Kinderwunsch verwendet werden kann. Die Spermenfreundlichkeit des Gleitmittels ist klinisch nachgewiesen. Das Gel ahmt die die wichtigen Fruchtbarkeitsunterstützenden Eigenschaften der vaginalen Flüssigkeiten nach. Das FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel kann in Kombination mit der FERTI·LILY Kinderwunsch Empfängnis Hilfe verwendet werden, um Ihre Empfängnischancen zu erhöhen.

B. WIE WIRD DAS FERTI·LILY GLEITMITTEL VERWENDET

Schritt 1

Entfernen Sie das Hygienesiegel von der Tube.

Schritt 2

Das FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel ist vor dem Geschlechtsverkehr äußerlich im Genitalbereich anzuwenden. Dazu entnehmen Sie eine kleine Menge aus der Tube und tragen Sie das Gleitmittel auf die Außenseite der Vagina oder auf den Penis auf. Sie können die Menge variieren, um die gewünschte Gleiteigenschaft zu erreichen.

Schritt 3

Schließen Sie die Tube nach jedem Gebrauch sorgfältig. Lassen Sie die Tube zwischen den Anwendungen nicht geöffnet.

C. WARNHINWEISE

Falls Sie empfindliche Haut haben, sollten Sie vor der ersten

Anwendung ein wenig Gel auf die Armbeuge auftragen, um zu testen, ob Sie empfindlich auf die Inhaltsstoffe reagieren. Das FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel kann nach Anbruch 3 Monate verwendet werden. Verwenden Sie das FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel nicht, wenn Sie eine vaginale Pilz- oder Bakterieninfektion haben oder wenn Sie kürzlich Reizungen oder Wunden im Vaginal-bereich hatten. Setzen Sie die Verwendung fort, sobald die Infektion vollständig abgeklungen ist. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, stellen Sie die Anwendung ein und konsultieren Sie Ihren Arzt. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

D. INHALTSSTOFFE (INCI)

Aqua, Phenethyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Fructose, Sodium Bicarbonate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, Zitronensäure.

Datum der letzten Anpassung: July 2021

PL

- A. ŻEL POCZĘCIOWY FERTI·LILY
- B. JAK UŻYWAĆ ŻELU FERTI·LILY
- C. OSTRZEŻENIA
- D. SKŁADNIKI

A. ŻEL POCZĘCIOWY FERTI·LILY

FERTI·LILY to żel intymny, który wspomaga proces zapłodnienia. Badania kliniczne potwierdzają, że jest przyjazny dla plemników. Żel wspomagający zapłodnienie FERTI·LILY jest izotoniczny i naśladuje śluz płodny, a jego pH wpływa korzystnie na żywotność plemników. Aby zwiększyć szanse na poczęcie, żel FERTI·LILY stosuj wraz z kubiczkiem FERTI·LILY.

B. JAK UŻYWAĆ ŻELU FERTI·LILY

Krok 1

Przed pierwszym użyciem usuń zabezpieczenie tubki.

Krok 2

Przed stosunkiem zaaplikuj żel na zewnętrzną część pochwy lub na trzon pnia.

Wyciśnij niewielką ilość produktu na palce i/lub dłoń i nanieś go w okolicach intymnych. Zastosuj taką ilość żelu, aby uzyskać pożądane nawilżenie.

Krok 3

Po każdym użyciu szczelnie zamknij tubkę. Jeśli nie używasz żelu, opakowanie powinno być zamknięte..

C. OSTRZEŻENIA

Aby sprawdzić ewentualną nadwrażliwość na składniki produktu, nanieś niewielką ilość żelu na wewnętrzną stronę łokcia. Żel wspomagający zapłodnienie FERTI·LILY można stosować przez 3 miesiące od otwarcia opakowania. Nie stosuj żelu FERTI·LILY podczas bakteryjnej lub grzybiczej infekcji pochwy ani w przypadku niedawnego podrażnienia lub otarcia okolic intymnych. Stosowanie żelu możesz wznowić po zakończeniu infekcji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych przerwij stosowanie żelu i skonsultuj się z lekarzem. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

D. SKŁADNIKI (INCI)

Aqua, Phenethyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Fructose, Sodium Bicarbonate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, Citric Acid.

Data ostatniej zmiany: lipiec 2021 r.

 **Manufacturer/Fabrikant/Producteur/
Productore/Hersteller/Producent:**

FERTI·LILY
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
The Netherlands
www.fertilily.com



The FERTI·LILY Conception Gel is a

medical

device Class I

FERTI·LILY Conceptie Gel is een

medisch

hulpmiddel Klasse I

Le gel de conception FERTI·LILY est un

dispositif médical de Classe I

Il Gel per il Concepimento FERTI·LILY è

un **dispositivo medico** di Classe I

FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel

ist ein **Medizinprodukt** der Klasse I

Żel wspomagający zapłodnienie

FERTI·LILY to **wyrob medyczny** klasy I

77241911
21H1